



INTEGRA

バキュシップ ポータブル・アスピレーター

20% OFF
年度末特別価格キャンペーン

2014年11月20日から 2015年3月31日まで

軽量・コンパクト設計、場所を選ばないコードレス!



付属アダプター

- 軽量でコンパクトなデザイン。
使用したい場所に容易に移動できます。
- リチャージャブル型はコードレスで使用でき、
ベンチでコードが邪魔になりません。
- 音が静かな真空ポンプは、
ボトルが真空になると自動停止し、
使用中に真空度が低下すると自動的に作動します。
- 吸引開始は、付属のハンドオペレーターを押すだけ。
指を離すと吸引停止できます。
- 接液部品はオートクレーブ可能です。

バキュシップ《本体》

製品コード	内容	標準小売価格	キャンペーン価格
159000	バキュシップ・リチャージャブル (充電バッテリー付き)	¥79,000	¥63,200
159010	バキュシップ・スタンダード (ACアダプター直結使用)	¥69,000	¥55,200

《共通付属品》

- 500mlボトル(キャップ付き)
- シリコン・ハンドオペレーター
- ハンドオペレーターホルダー(ステンレスロッド付き)
- 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(B)
- 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(A)
- 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクターなし)(C)
- 1.2m および 0.21m シリコンチューブ
- フィルター(2個)
- ACアダプター
- チューブコネクター付きキャップ