



# INTEGRA

## バキュボーイ ハンドオペレーター・セット

**25%OFF**  
年度末特別価格キャンペーン

2014年11月20日から 2015年3月31日まで

バキュシップを始め、ほとんどの吸引システムに使用できる汎用性の高いハンドオペレータシステムです。



### バキュボーイ・セット

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
155500	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (H) ハンドオペレーター</li> <li>● (L) スタンド</li> <li>● (K) パスツールピペット用アダプター</li> <li>● (B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター</li> <li>● (E) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター</li> <li>● (A) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクターなし)</li> <li>● (I) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)</li> <li>● (G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター (イジェクター付き)</li> <li>● 180cmシリコンチューブ、ID 4.0mm、OD 8.0mm</li> </ul>	≒38,000≒	¥28,500



### バキュボーイ《アクセサリ》 ※キャンペーン対象商品ではありません。

製品コード	内 容	標準小売価格
155522	(C) 1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター	¥3,000
155525	(D) 1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター	¥6,000
155524	(F) 4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター (ニードル間隔 21mm)	¥7,800

注) 155522、155525、155524は、バキュシップにも使用できます。

注) ディスポーザブルチップ用アダプターには、ユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。

●標準小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。 ●広告有効期限:2014年11月20日から2015年3月31日まで。

**Scitech**

発売元: 株式会社サイテック

〒111-0052 東京都台東区柳橋1丁目23番11号

TEL: 03-5822-5125 FAX: 03-5822-5126

e-mail: info@sci-tech.co.jp URL: www.sci-tech.co.jp

販売会社: