


# INTEGRA

## バキュボーイ ハンドオペレーター・セット

バキュシップを始めほとんどの吸引システムに使用できる汎用性の高いハンドオペレータシステムです。



### バキュボーイ・セット

製品コード	内容	標準小売価格	キャンペーン価格
155500	<ul style="list-style-type: none"> <li>●(H)ハンドオペレーター</li> <li>●(L)スタンド</li> <li>●(K)バスターピペット用アダプター</li> <li>●(B)1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター</li> <li>●(E)8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター</li> <li>●(A)1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクターなし)</li> <li>●(I)1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付き)</li> <li>●(G)8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付き)</li> <li>●180cmシリコンチューブ、ID 4.0mm、OD 8.0mm</li> </ul>	<del>¥39,800</del>	<b>¥31,840</b>

バキュボーイ・セット (155500)

## チップデル・チップ分注器

ユニバーサルチップに吸引した試料を連続分注できます。

Scitech **TIP-DEL™**

### チップデル《ディスペンサー本体》

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小可変単位	適合チップ	標準小売価格	キャンペーン価格
3201	1	0.5~1μl	0.01μl	10μl	<del>¥28,000</del>	<b>¥22,400</b>
3202		1~5μl	0.1μl	200μl	<del>¥28,000</del>	<b>¥22,400</b>
3203		5~25μl	0.5μl	200μl	<del>¥28,000</del>	<b>¥22,400</b>
3204		25~100μl	1.0μl	1000μl	<del>¥28,000</del>	<b>¥22,400</b>
3205		50~250μl	5.0μl	1000μl	<del>¥28,000</del>	<b>¥22,400</b>
3206		250~1000μl	10.0μl	5ml	<del>¥32,000</del>	<b>¥25,600</b>
3207		250~1000μl	10.0μl	10ml	<del>¥32,000</del>	<b>¥25,600</b>



●標準小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。 ●広告有効期限:2015年7月1日から2015年9月30日まで。

Scitech

販売会社:

発売元: 株式会社サイテック

〒111-0052 東京都台東区柳橋1丁目23番11号  
TEL: 03-5822-5125 FAX: 03-5822-5126  
e-mail: info@sci-tech.co.jp URL: www.sci-tech.co.jp