

INTEGRA

バキュシップ ポータブル・アスピレーター

20% OFF
年度末特別価格キャンペーン
2015年11月20日から2016年3月31日まで

軽量・コンパクト設計、場所を選ばないコードレス



- 軽量でコンパクトなデザイン。
使用したい場所に容易に移動できます。
- リチャージャブル型はコードレスで使用でき、
ベンチでコードが邪魔になりません。
- 音が静かな真空ポンプは、
ボトルが真空になると自動停止し、
使用中に真空度が低下すると自動的に作動します。
- 吸引開始は、付属のハンドオペレーターを押すだけ。
指を離すと吸引停止できます。
- 接液部品はオートクレーブ可能です。

バキュシップ《本体》

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
159000	バキュシップ・リチャージャブル (充電バッテリー付き)	¥89,000	¥71,200
159010	バキュシップ・スタンダード (ACアダプター直結使用)	¥79,000	¥63,200

《共通付属品》 ● 500mlボトル(キャップ付き) ● チューブコネクター付きキャップ ● シリコン・ハンドオペレーター
● ハンドオペレーターホルダー(ステンレスロッド付き) ● 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(E)
● 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(A) ● 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクターなし)(D)
● 1.2m および 0.21m シリコンチューブ ● フィルター(2個) ● ACアダプター

バキュシップ《別売アダプター》※キャンペーン対象商品ではありません。

製品コード	内 容	標準小売価格
155522	(F) 1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター	¥3,400
155525	(G) 1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター	¥6,000
155524	(H) 4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	¥7,800
159026	(C) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付)	¥5,200
159024	(B) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付)	¥12,000

