

INTEGRA

ピペットボーイ・アキュ2 超軽量ピペットコントローラー

20%OFF
年度末特別価格キャンペーン

2015年11月20日から2016年3月31日まで

世界のベストセラー、ピペットボーイ・アキュをアップグレード!

●吸引力大幅アップ!

100mlピペットで高速吸引可能。

●さらに軽量化!

本体の重さ、わずか195g。

●リチウム・ポリマーバッテリー採用!

3.5時間の充電で6.5時間連続運転。



155000



155015



155016



155017



155018



155019



ピペットボーイ・アキュ2《本体》

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
155000	ピペットボーイ・アキュ2(クラシック)	¥43,000	¥34,400
155015	ピペットボーイ・アキュ2(グリーン)	¥43,000	¥34,400
155016	ピペットボーイ・アキュ2(レッド)	¥43,000	¥34,400
155017	ピペットボーイ・アキュ2(ブルー)	¥43,000	¥34,400
155018	ピペットボーイ・アキュ2(クリア)	¥43,000	¥34,400
155019	ピペットボーイ・アキュ2(パープル)	¥43,000	¥34,400

ピペットボーイ・アキュ2《仕様》

- ピペティングスピード：最大13.5ml/秒(50mlピペット装着の場合)
- 使用できるピペット：1~100mlのガラスまたはプラスチック製ピペット
- セーフフィルター：0.45μm(付属)または0.2μm(別売)
- 使用回数：バッテリーフル充電で25mlを、最低5,500回吸引・吐出が可能
- 自然滴下：吐出ボタンを僅かに押すと、液体の重さで自然滴下が可能
- 充電ランプ：赤色点灯=充電が必要
- 重量：195g
- 電源：入力 AC100-240V、50/60Hz
出力 DC17V±10%、0.18A±10%
- 付属品：・スペアフィルター(0.45μm) ・バッテリー 1個
・ACアダプター ・壁ハンガー