

エコペット・マニュアルピペット

エコペットが更にエコノミカルに!!

3本セットでご購入ください。

(容量の組合せは自由です)

- 優れた正確度・再現性
- 軽量で長時間の使用でも疲れません。
- ほとんどのユニバーサルチップが使用できます。
- 工具なしでメンテナンスのための分解ができます。

ECOPET™

エコペット《ピペット本体》

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小可変単位	適合チップ	標準小売価格	キャンペーン価格
3011	1	0.2~2μl	0.05μl	10μl	¥12,000	¥8,400
3012		2~20μl	0.05μl	200μl		
3013		10~100μl	0.2μl	200μl		
3014		20~200μl	0.5μl	200μl		
3015		100~1000μl	2.0μl	1000μl		



30% OFF

年度末特別価格キャンペーン

2016年11月28日から2017年3月31日まで

チップデル・チップ分注器

ユニバーサルチップに吸引した試料を連続分注できます。

- 吸引ボタンを引き上げチップ内に吸引し、分注レバーのひと押しで設定した容量が分注されます。
- 軽量で疲れません。

TIP-DEL™

チップデル《ディスペンサー本体》

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小可変単位	適合チップ	標準小売価格	キャンペーン価格
3202	1	1~5μl	0.1μl	200μl	¥28,000	¥22,400
3203		5~25μl	0.5μl	200μl		
3204		25~100μl	1.0μl	1000μl		
3205		50~250μl	5.0μl	1000μl		
3206		250~1000μl	10.0μl	5ml		
3207		250~1000μl	10.0μl	10ml		



20% OFF

年度末特別価格キャンペーン

2016年11月28日から2017年3月31日まで

●標準小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。 ●広告有効期限：2016年11月28日から2017年3月31日まで。