

# INTEGRA

## バキュシップ ポータブル・アスピレーター


軽量でコンパクトなデザイン。リチャージャブル型はコードレスで使用。  
静かな音の真空ポンプは、ボトルが真空になると自動停止。  
接液部はオートクレーブ可。

### バキュシップ《本体》

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
159000	バキュシップ・リチャージャブル (充電バッテリー付き)	<del>¥89,900</del>	¥71,200
159010	バキュシップ・スタンダード (ACアダプター直結使用)	<del>¥79,900</del>	¥63,200

#### 《共通付属品》


- 500mlボトル(キャップ付き)
- チューブコネクター付きキャップ
- シリコン・ハンドオペレーター
- ハンドオペレーターホルダー(ステンレスロッド付き)
- 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(B)
- 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(A)
- 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(C)  
(イジェクターなし)
- 1.2m および 0.21m シリコンチューブ
- フィルター(2個) ●ACアダプター



**20%OFF**  
サマーキャンペーン  
2017年6月20日から2017年9月30日まで



## バキュボーイ ハンドオペレーター・セット



吸引システムにつなげ、手元のボタンで  
吸引・ストップをコントロール。  
フットスイッチは不要です。  
多様なアダプターが揃っています。



### バキュボーイ・セット

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
155500	<ul style="list-style-type: none"> <li>●(H) ハンドオペレーター</li> <li>●(I) スタンド</li> <li>●(F) パスツールピペット用アダプター</li> <li>●(B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター</li> <li>●(A) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター</li> <li>●(D) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクターなし)</li> <li>●(E) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付き)</li> <li>●(G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付き)</li> <li>●180cmシリコンチューブ、ID 4.0mm、OD 8.0mm</li> </ul>	<del>¥39,800</del>	¥31,840

### バキュシップ／バキュボーイ用《別売アダプター》※キャンペーン対象商品ではありません。

製品コード	内 容	標準小売価格
155522	(J) 1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター	¥3,400
155525	(K) 1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター	¥6,000
155524	(L) 4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	¥7,800
159026	(M) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付)	¥5,200
159024	(N) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付)	¥12,000

注) 155522、155525、155524は、バキュシップおよびバキュボーイ共通で使用できます。  
注) 159026、159024は、バキュシップ専用です。  
注) ディスポーザブルチップ用アダプターは、ユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。

