

INTEGRA

ピペットボーイ・アキュ2 超軽量ピペットコントローラー

20%OFF
年度末特別価格キャンペーン

2014年11月20日から 2015年3月31日まで

世界のベストセラー、ピペットボーイ・アキュをアップグレード!

● 吸引力大幅アップ!

100mlピペットで高速吸引可能。

● さらに軽量化!

本体の重さ、わずか195g。

● リチウム・ポリマーバッテリー採用!

3.5時間の充電で6.5時間連続運転。



155000



155015



155016



155017



155018



155019



ピペットボーイ・アキュ2《本体》

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
155000	ピペットボーイ・アキュ2(クラシック)	¥39,800	¥31,840
155015	ピペットボーイ・アキュ2(グリーン)	¥39,800	¥31,840
155016	ピペットボーイ・アキュ2(レッド)	¥39,800	¥31,840
155017	ピペットボーイ・アキュ2(ブルー)	¥39,800	¥31,840
155018	ピペットボーイ・アキュ2(クリア)	¥39,800	¥31,840
155019	ピペットボーイ・アキュ2(パープル)	¥39,800	¥31,840

ピペットボーイ・アキュ2《仕様》

- ピペティングスピード: 最大13.5ml/秒(50mlピペット装着の場合)
- 使用できるピペット: 1~100mlのガラスまたはプラスチック製ピペット
- セーフフィルター: 0.45μm(付属)または0.2μm(別売)
- 使用回数: バッテリーフル充電で25mlを、最低5,500回吸引・吐出が可能
- 自然滴下: 吐出ボタンを僅かに押し、液体の重さで自然滴下が可能
- 充電ランプ: 赤色点灯=充電が必要
- 重量: 195g
- 電源: 入力 AC100-240V、50/60Hz
出力 DC17V±10%、0.18A±10%
- 付属品: ・スペアフィルター(0.45μm) ・バッテリー 1個
・ACアダプター ・壁ハンガー