

エコペット・マニュアルピペット

エコペットが更にエコノミカルに!!

3本セットでご購入ください。

(容量の組合せは自由です)

- 優れた正確度・再現性
- 軽量で長時間の使用でも疲れません。
- ほとんどのユニバーサルチップが使用できます。
- 工具なしでメンテナンスのための分解ができます。

ECOPET™



エコペット《ピペット本体》

| 製品コード | チャンネル数 | 容量範囲 | 最小可変単位 | 適合チップ | 標準小売価格 | キャンペーン価格 |
|-------|--------|------------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 3011 | 1 | 0.2~2 μ l | 0.05 μ l | 10 μ l | ⇒¥12,000= | ¥8,400 |
| 3012 | | 2~20 μ l | 0.05 μ l | 200 μ l | ⇒¥12,000= | ¥8,400 |
| 3013 | | 10~100 μ l | 0.2 μ l | 200 μ l | ⇒¥12,000= | ¥8,400 |
| 3014 | | 20~200 μ l | 0.5 μ l | 200 μ l | ⇒¥12,000= | ¥8,400 |
| 3015 | | 100~1000 μ l | 2.0 μ l | 1000 μ l | ⇒¥12,000= | ¥8,400 |

チップデル・チップ分注器

ユニバーサルチップに吸引した試料を連続分注できます。

- 吸引ボタンを引き上げチップ内に吸引し、分注レバーのひと押しで設定した容量が分注されます。
- 軽量で疲れません。

TIP-DEL™



チップデル《ディスペンサー本体》

| 製品コード | チャンネル数 | 容量範囲 | 最小可変単位 | 適合チップ | 標準小売価格 | キャンペーン価格 |
|-------|--------|------------------|--------------|--------------|----------------------|----------|
| 3201 | 1 | 0.5~1 μ l | 0.01 μ l | 10 μ l | ⇒¥28,000= | ¥22,400 |
| 3202 | | 1~5 μ l | 0.1 μ l | 200 μ l | ⇒¥28,000= | ¥22,400 |
| 3203 | | 5~25 μ l | 0.5 μ l | 200 μ l | ⇒¥28,000= | ¥22,400 |
| 3204 | | 25~100 μ l | 1.0 μ l | 1000 μ l | ⇒¥28,000= | ¥22,400 |
| 3205 | | 50~250 μ l | 5.0 μ l | 1000 μ l | ⇒¥28,000= | ¥22,400 |
| 3206 | | 250~1000 μ l | 10.0 μ l | 5ml | ⇒¥28,000= | ¥22,400 |
| 3207 | | 250~1000 μ l | 10.0 μ l | 10ml | ⇒¥28,000= | ¥22,400 |

30% OFF
年度末特別価格キャンペーン

2014年11月20日から 2015年3月31日まで

20% OFF
年度末特別価格キャンペーン

2014年11月20日から 2015年3月31日まで