

# エコペット・マニュアルピペット

エコペットが更にエコノミカルに  
3本セットでご購入ください。

(容量の組合せは自由です)

- 優れた正確度・再現性
- 軽量で長時間の使用でも疲れません。
- ほとんどのユニバーサルチップが  
使用できます。
- 工具なしでメンテナンスのための  
分解ができます。

## ECOPEP™



エコペット《ピペット本体》

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小可変単位	適合チップ	標準小売価格	キャンペーン価格
3011	1	0.2~2 $\mu$ l	0.05 $\mu$ l	10 $\mu$ l	<del>¥12,000</del>	¥9,000
3012		2~20 $\mu$ l	0.05 $\mu$ l	200 $\mu$ l	<del>¥12,000</del>	¥9,000
3013		10~100 $\mu$ l	0.2 $\mu$ l	200 $\mu$ l	<del>¥12,000</del>	¥9,000
3014		20~200 $\mu$ l	0.5 $\mu$ l	200 $\mu$ l	<del>¥12,000</del>	¥9,000
3015		100~1000 $\mu$ l	2.0 $\mu$ l	1000 $\mu$ l	<del>¥12,000</del>	¥9,000

# チップデル・チップ分注器

ユニバーサルチップに吸引した試料を  
連続分注できます。

- 吸引ボタンを引き上げチップ内に  
吸引し、分注レバーのひと押しで  
設定した容量が分注されます。
- 軽量で疲れません。

## TIP-DEL™



チップデル《ディスペンサー本体》

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小可変単位	適合チップ	標準小売価格	キャンペーン価格
3201	1	0.5~1 $\mu$ l	0.01 $\mu$ l	10 $\mu$ l	<del>¥28,000</del>	¥21,000
3202		1~5 $\mu$ l	0.1 $\mu$ l	200 $\mu$ l	<del>¥28,000</del>	¥21,000
3203		5~25 $\mu$ l	0.5 $\mu$ l	200 $\mu$ l	<del>¥28,000</del>	¥21,000
3204		25~100 $\mu$ l	1.0 $\mu$ l	1000 $\mu$ l	<del>¥28,000</del>	¥21,000
3205		50~250 $\mu$ l	5.0 $\mu$ l	1000 $\mu$ l	<del>¥28,000</del>	¥21,000
3206		250~1000 $\mu$ l	10.0 $\mu$ l	5ml	<del>¥32,000</del>	¥24,000
3207		250~1000 $\mu$ l	10.0 $\mu$ l	10ml	<del>¥32,000</del>	¥24,000

**25% OFF**  
年度末特別価格キャンペーン

2015年11月20日から2016年3月31日まで

**25% OFF**  
年度末特別価格キャンペーン

2015年11月20日から2016年3月31日まで