

INTEGRA

ボイジャーII チップ間隔電動アジャスト電動ピペット

25%OFF
サマーキャンペーン
2017年6月20日から2017年9月30日まで



チップ間隔を設定した幅に電動で2段階または3段階に変えられます。吸引・吐出容量、スピード等の設定はタッチホイール方式でスピーディに。吸引・吐出・チップ間隔変更はボタンを押すだけ。

ボイジャーII 電動ピペット《本体》 ※詳細はホームページでご確認ください。

製品コード	チャンネル数	容量範囲	標準小売価格	キャンペーン価格
4743	4	10.0~300 μ l	¥296,000	¥222,000
4744		50.0~1250 μ l		
4763	6	10.0~300 μ l	¥265,000	¥199,000
4764		50.0~1250 μ l		
4721	8	0.5~12.5 μ l	¥265,000	¥199,000
4726		2.0~50 μ l		
4722		5.0~125 μ l		
4723		10.0~300 μ l		
4724	12	50.0~1250 μ l	¥296,000	¥222,000
4731		0.5~12.5 μ l		
4736	12	2.0~50 μ l	¥296,000	¥222,000
4732		5.0~125 μ l		

ピペットボーイ アキュ2 超軽量ピペットコントローラー

20%OFF
サマーキャンペーン
2017年6月20日から2017年9月30日まで

重さはわずか195g。高速吸引、超低速吐出。
3.5時間の充電で、6.5時間連続運転。



ピペットボーイ・アキュ2《本体》

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
155000	ピペットボーイ・アキュ2(クラシック)	¥43,000	¥34,400
155015	ピペットボーイ・アキュ2(グリーン)		
155016	ピペットボーイ・アキュ2(レッド)		
155017	ピペットボーイ・アキュ2(ブルー)		
155018	ピペットボーイ・アキュ2(クリア)		
155019	ピペットボーイ・アキュ2(パープル)		

●標準小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。 ●広告有効期限:2017年6月20日から2017年9月30日まで。

Scitech

輸入発売元：株式会社サイテック

〒111-0052 東京都台東区柳橋1丁目23番11号

TEL: 03-5822-5125 FAX: 03-5822-5126

e-mail: info@sci-tech.co.jp URL: www.sci-tech.co.jp

販売会社：