

INTEGRA

バキュシップ VACUSIP ポータブル・アスピレーター

20% OFF
年度末特別価格キャンペーン
2017年11月20日から2018年3月31日まで


- 軽量でコンパクトなデザイン。リチャージャブル型はコードレスで使用できます。
- 静かな音の真空ポンプは、ボトルが真空になると自動停止。
- ハンドオペレーターで吸引スタートとストップ操作。フットスイッチは不要です。
- パスツールピペットをハンドオペレーターに直接取付可能です。
- 接液部はオートクレーブが可能です。

バキュシップ《本体》


製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
159000	バキュシップ・リチャージャブル (充電バッテリー付き)	¥89,000	¥71,200
159010	バキュシップ・スタンダード (ACアダプター直結使用)	¥79,000	¥63,200

(共通付属品)

- 500mlボトル(キャップ付き)
- チューブコネクター付きキャップ
- シリコン・ハンドオペレーター
- ハンドオペレーターホルダー(ステンレスロッド付き)
- 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(B)
- 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター(A)
- 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(C) (イジェクターなし)
- 1.2m および 0.21m シリコンチューブ
- フィルター(2個) ● ACアダプター



バキュボーイ VACUBOY ハンドオペレーター・セット



- 吸引システムにつなげ、手元のボタンで吸引・ストップをコントロール。
- フットスイッチは不要です。
- 多様なアダプターが揃っています。
- パスツールピペットも直接取付可能です。



バキュボーイ・セット

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
155500	<ul style="list-style-type: none"> ● (H) ハンドオペレーター ● (I) スタンド ● (F) パスツールピペット用アダプター ● (B) 1-ch 40mm ステンレスニードルアダプター ● (A) 8-ch 40mm ステンレスニードルアダプター ● (D) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクターなし) ● (E) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付き) ● (G) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付き) ● 180cmシリコンチューブ, ID 4.0mm, OD 8.0mm 	¥39,800	¥31,840

バキュシップ／バキュボーイ用《別売アダプター》 ※キャンペーン対象商品ではありません。

製品コード	内 容	標準小売価格
155522	(J) 1-ch 150mm ステンレスニードルアダプター	¥3,400
155525	(K) 1-ch 280mm ステンレスニードルアダプター	¥6,000
155524	(L) 4-ch 40mm ステンレスニードルアダプター	¥7,800
159026	(M) 1-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付)	¥5,200
159024	(N) 8-ch ディスポーザブルチップ用アダプター(イジェクター付)	¥12,000

注) 155522、155525、155524は、バキュシップおよびバキュボーイ共通で使用できます。
 注) 159026、159024は、バキュシップ専用です。
 注) ディスポーザブルチップ用アダプターは、ユニバーサルタイプチップ(200~300μl)が使用できます。

