

エコペット・マニュアルピペット

エコペットが更にエコノミカルに!!

3本セットでご購入ください。

(容量の組合せは自由です)

- 優れた正確度・再現性
- 軽量で長時間の使用でも疲れません。
- ほとんどのユニバーサルチップが使用できます。
- 工具なしでメンテナンスのための分解ができます。

ECOPEP™

エコペット《ピペット本体》

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小可変単位	適合チップ	標準小売価格	キャンペーン価格
3012	1	2~20 μ l	0.05 μ l	200 μ l	¥12,000	¥8,400
3013		10~100 μ l	0.2 μ l	200 μ l		
3014		20~200 μ l	0.5 μ l	200 μ l		
3015		100~1000 μ l	2.0 μ l	1000 μ l		



30% OFF

年度末特別価格キャンペーン

2017年11月20日から2018年3月31日まで

チップデル・チップ分注器

ユニバーサルチップに吸引した試料を連続分注
できます。

- 吸引ボタンを引き上げチップ内に吸引し、分注レバーの
ひと押しで設定した容量が分注されます。
- 軽量で疲れません。

TIP-DEL™

チップデル《ディスペンサー本体》

製品コード	チャンネル数	容量範囲	最小可変単位	適合チップ	標準小売価格	キャンペーン価格
3202	1	1~5 μ l	0.1 μ l	200 μ l	¥28,000	¥22,400
3203		5~25 μ l	0.5 μ l	200 μ l		
3204		25~100 μ l	1.0 μ l	1000 μ l		
3205		50~250 μ l	5.0 μ l	1000 μ l	¥32,000	¥25,600
3206		250~1000 μ l	10.0 μ l	5ml		
3207		250~1000 μ l	10.0 μ l	10ml		



20% OFF

年度末特別価格キャンペーン

2017年11月20日から2018年3月31日まで

●標準小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。 ●広告有効期限：2017年11月20日から2018年3月31日まで。